

roeko Gelatamp (Желатамп)

Інструкція для застосування

UK

Уважно прочитайте інструкцію для застосування перед використанням виробу. Зберігайте її для подальшого використання.

1. ВЛАСТИВОСТІ

Желатамп (14 x 7 x 7 мм) - це гемостатична желатинова губка, що містить 5 % срібла колоїдного. Желатамп призначений для абсорбції крові та стабілізації згустку крові з метою сприяння гемостазу та запобігання ускладнень у вигляді запалень після видалення зубів. У поєднанні з колоїдним сріблом виріб запобігає ускладненням під час загоєння ран та пригнічує колонізацію рани мікроорганізмами.

2. СКЛАД

Склад Желатамп 10 мг:

желатин застиглий, Європейська
Фармакопея (Ph. Eur.) 9,5 мг
срібло колоїдне, Європейська
Фармакопея (Ph. Eur.) 0,5 мг

3. ПОКАЗАННЯ

Кровотечі ранових порожнин після видалення зубів.

4. ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Після відкриття ущільнення з алюмінієвої фольги Желатамп виймають в асептичних умовах, губка відразу готова до використання. У разі потреби можна скоригувати розмір невеликої губки, щоб вона підходила до ранової порожнини, не стискаючи її. Для ран більшого розміру можна застосовувати два тампони з Желатамп.

Негайно закласти суху губку, не стискаючи, в свіжу наповнену кров'ю ранову порожнину та дати їй якомога більше наповнитися кров'ю (провести візуальну перевірку). Губка не повинна виходити за внутрішню ясенну межу, щоб не було негативного впливу на епітелізацію. Таким чином, лунка остаточно оброблена, та її не потрібно після цього промивати.

5. СТЕРИЛЬНІСТЬ

Желатамп проходить стерилізацію гамма-опроміненням. Гарантується стерильність непошкодженої закритої упаковки до першого відкриття. Якщо упаковки пошкоджені, їх слід утилізувати, не використовуючи.

6. ПРОТИПОКАЗАННЯ

Інфіковані, секреторні та гнійні рани; підвищена чутливість до срібла або желатину.

7. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

У випадку невірного використання загоєння може затриматися, особливо у випадку контамінації лунки.

8. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Одночасне застосування альвеолярних паст, ранових тампонів або інших вкладок та змочування рідкими речовинами або лікарськими засобами, наприклад, аніоногенними поверхнево-активними речовинами, антисептиками, що містять фенол, етакридину лактатом, розчиненими мінеральними кислотами та концентрованими сольовими розчинами можуть перешкодити загоєнню рани, тому

слід уникати їх застосування. Уникати застосування перекису водню, тому що це може призвести до вибілення губки.

9. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Желатамп поглинає вологу. Тому після використання слід негайно закрити упаковку та зберігати в сухому, захищеному від світла місці.

Зберігати вироби медичного призначення в недоступному для дітей місці.

Строк придатності Желатамп складає 3 роки. Можна використовувати до закінчення строку придатності, якщо упаковку не відкривали. Використати впродовж чотирьох тижнів після першого відкриття. Не використовувати продукт після дати, вказаної на упаковці або етикетці.

Невикористані губки можна утилізувати просто разом з лабораторними відходами, а пластмасовий контейнер, ковпачок, алюмінієву фольгу тощо можна віддати на утилізацію.

10. УПАКОВКА

20 губок REF 274002
50 губок REF 274007



CE
0483

Glossary

	Consult instructions for use
	Medical Device
	Legal Manufacturer
	Catalogue Number
	Manufacturing Date
	Expiry Date
	Batch Code
	Single use only
	Sterilized using irradiation
	Single sterile barrier system
	Do not use if package is damaged
	Keep dry
	Keep away from sun light
	Temperature limitation
	Bio material / Animal origin
	Medical substance
	Swiss representative
	Conformity mark Russia

Coltène/Whaledent
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Колтене/Валедент
ГмбХ +Ко. КГ
Рафайзенштрассе 30
89129 Лангенау, Німеччина.
Тел +49 7345 805 0
Факс +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «Майстердент»
вул. Є Коновальця 32 В, літ. А, м. Київ, 01133, Україна
тел. (044) 334-74-34

COLTENE